

DUODOPAPOMP

IN DE PRAKTIJK

PRESENTATIE DOOR JAN EN DOROTHE DE VEER



JAN IS 78 JAAR,
DOROTHE 79 JAAR

JAN HEEFT PARKINSON,
DIAGNOSE EIND 2008 EN IS GESTART MET
MEDICATIE (ORAAL) IN JANUARI 2009

NA 10 JAAR WERD DE WERKING VAN DE MEDICATIE MINDER
IN JUNI 2020 BEN IK OVERGESTAPT OP DE DUODOPAPOMP
DUODOPA IS EEN JEL MET DAARIN LEVODOPA EN CARBIDOPA





HET INSTALLEREN VAN EEN
DUODOPAPOMP GEBEURD
IN HET ZIEKENHUIS
DOOR 2 MDL CHIRURGEN

STOPPEN MET MEDICATIE

NEUSSONDE LINKS

PEG-J SONDE RECHTS





DE POMP WORDT GEKOPPELD AAN EEN CASSETTE MET DUODOPA

DE CASSETTE WORDT GEKOPPELD AAN DE PEG-J-SONDE

DE PEG-J SONDE IS EEN BUITENSONDE (PEG) EN EEN BINNENSONDE (-J SONDE) DIE DOOR DE PEG VIA DE MAAG NAAR DE DUNNE DARM LOOPT.



DE CASSETTES WORDEN GEKOELD GELEVERD 7 ST IN EEN
DOOS

KOEL BEWAREN TUSSEN 5 EN 8 GRADEN C

Figure S



Figure C



DE AANSLUITINGEN LINKS
PEG-J SONDE AAN CASSETTE
POMP AAN CASSETTE RECHTS





VOORBEELD

INSTELLINGEN DAGPOMP

CONTENU 3,1 ML/UUR
OCHTEND DOSIS 4,5 ML
EXTRA DOSIS 3,0 ML

INSTELLINGEN NACHTPOMP

CONTENU 2,3 ML/UUR
EXTRA DOSIS 3,0 ML

INSTELLEN POMP

AANZETTEN POMP

UITZETTEN POMP

WAARIN DRAAG JE DE DUODOPAPOMP:



Vele mogelijkheden
Gratis tot duur